

Cód: 055

PROTOCOLO FACIAL

Regenerador e Firmador com Radiofrequência

1. Demaquilagem:

Se a cliente estiver maquiada, utilizar **Dermosoft Clean Emulsão de Limpeza e Demaquilante Facial**.

1.1 Higienização:

Higienizar a face, o colo e o pescoço utilizando **Aquaface Sabonete Líquido Limpeza Profunda Todos os Tipos de Pele**.

2. Esfoliação:

Promover esfoliação com **Dermosoft Clean Peeling Fitomineral Facial** e retirar com água.

3. Peeling:

Aplicar **Dermosoft Revitalize Sérum Dermo Plus** e deixar por aproximadamente 15 minutos; retirar com água.

4. Tonificação:

Borrifar em toda a face, o colo e o pescoço **Dermosoft Revitalize Loção Tônica Reequilibrante Facial**.

5. Potencializador:

Sobre as rugas, aplicar **Dermosoft Revitalize Sérum Anti-idade Preenchedor e Firmador Facial**.

6. Massagem:

Promover massagem com **Dermosoft Revitalize Creme de Massagem Facial**.

7. Aparelho:

Aplicar **Radiofrequência** de acordo com as especificações do fabricante.

8. Máscara:

Aplicar **Dermosoft Revitalize Máscara Nutri Gold Facial**, deixar por 20 minutos e retirar com água.

9. Finalização:

Aplicar **Dermosoft Revitalize Dermo Vit C** e tamborilar ou ionizar. Em seguida, finalizar com **Dermosoft Protect Fotoprotetor Facial FPS 30**.

Frequência: Confirme avaliação do profissional

Rendimento:

Para continuar o tratamento em casa e potencializar os resultados:

Manhã e Noite:

Dermosoft Clean Espuma de Limpeza Facial

Dermosoft Revitalize Sérum Anti-idade Preenchedor e Firmador Facial

Dermosoft Revitalize Loção Tônica Reequilibrante Facial

Dermosoft Protect FPS 30