



Cód. 097

PROTOCOLO

Limpeza de Pele com Vacuoterapia

1. Higienização

Retire a maquiagem da pele com **Aquaface Emulsão de Limpeza Facial** em algodão seco, se necessário, em seguida aplique o **Aquaface Sabonete Líquido Limpeza Profunda** como movimentos circulares, e remova completamente com algodão umedecido.

2. Esfoliação

Aplicar **Aquaface Creme Esfoliante Facial** e realizar movimentos suaves por toda a superfície; retirar com algodão umedecido.

3. Emoliência

Aplicar uma camada fina de **Aquaface Creme Emoliente Facial**, umedecer algodão com **Aquaface Solução Emoliente Facial**, aplicar sobre a face e deixar agir por 10 minutos, podendo utilizar o vapor.

4. Extração vacuoterapia

Realize arraste sobre toda a face com vacuoterapia e ponteiros de bico de pato ou luneta. Com a ponteira bico de passarinho fazer a extração localizada dos comedões.

Passo 5

Nesta fase, pode ser aplicado o aparelho de alta frequência.

6. Tonificação

Regule o pH com a **Aquaface Loção Tônica Descongestionante**, aplicando em toda a face com algodão umedecido.

7. Máscara

Aplicar **Aquaface Máscara Calmante** em toda a face, deixar agir de 15 a 20 minutos e retirar com algodão umedecido.

8. Finalização

Finalizar com **Protect Fotoprotetor Facial FPS 30**.

Frequência: conforme avaliação do profissional.



PROTOCOLO

extratos
da terra®
cosmetologia avançada

A
BELEZA
QUE FAZ
BEM

Rendimento: aproximadamente 40 aplicações.



USO EM CASA

PARA CONTINUAR O TRATAMENTO EM CASA E POTENCIALIZAR OS RESULTADOS:

Manhã e Noite:

Os cosméticos devem ser indicados mediante avaliação da pele e Protect Fotoprotetor Facial FPS 30