



Cód. 105

## PROTOCOLO

# Protocolo Redensificador Labial

## 1. Pré-Higienização

Se a cliente estiver com maquiagem, realizar a limpeza da pele com **Aquaface Emulsão de Limpeza Facial** utilizando algodões umedecidos em **Bio Sal Água Termal**.

## 2. Higienização

Aplicar **Dermolight Espuma de Limpeza Glycoacid Pré-Peel**. Retirar com algodões umedecidos em **Vitta Bio Sal Água Termal**.

## 3. Peeling

Coloque 3 pump de **EE Peel** e 1 medida de **Vit C Crystal** em uma cubeta, preparando desta forma, uma mistura homogênea. Use imediatamente após a preparação da mistura. Proceda a esfoliação de maneira suave com movimentos circulares, evitando a parte úmida dos lábios e retire os resíduos com gaze seca.

## 4. Revitalização

Aplicar o **Sérum Dermo Plus**, sem retirar. Neste passo pode ser usado o método drug delivery interrompendo o protocolo nesse passo.

## 5. Volumização

Aplicar o **Sérum Anti-Idade Preenchedor**.



USO EM CASA

### PARA CONTINUAR O TRATAMENTO EM CASA E POTENCIALIZAR OS RESULTADOS:

#### Manhã:

Água Micelar;  
Creme Anti-Idade Reverse;  
Protect Fotoprotetor Facial FPS 50.



PROTOCOLO

extratos  
da terra®  
cosmetologia avançada

A  
BELEZA  
QUE FAZ  
BEM

**Noite:**

Água Micelar;

Sérum Anti-Idade Preenchedor Facial aplicado pontualmente sobre os lábios. Nesta fase pode fazer uso do massageador My Lips.